



# Module CEM/Web Déclaration Pannes

Pour une gestion avancée de vos équipements



**optim | cem**  
clinical equipment management

## Bienvenue sur Optim/CEM

Merci de vous connecter pour accéder à la plateforme de maintenance Optim/CEM

Login de l'utilisateur

Mot de passe

[MOT DE PASSE OUBLIÉ](#)


**VALIDATION**

Ce module Web permet de gérer les demandes d'intervention sur les équipements (saisie, consultation des réponses, suivi par statut) et de visualiser la liste des équipements du service d'un établissement.


Il permet également de consulter les maintenances et la documentation associées à ces équipements.

## Avantages du Module Cem/Web Déclaration Pannes

- + Grâce à sa nouvelle technologie, l'interface est compatible avec les nouveaux navigateurs.
- + Un nouveau design moderne : la nouvelle interface d'utilisation est plus agréable et plus conviviale. Il est aussi possible, pour une utilisation intensive de passer en mode « Sombre » via le menu dédié



Nouvelle interface plus conviviale



Mode d'utilisation sombre

+ Une meilleure ergonomie d'utilisation : la navigation dans l'application Web est plus facile et rapide pour les déclarations de pannes enregistrées par les services utilisateurs, mais aussi pour la gestion des équipements et des maintenances par les techniciens.

☐	Marque	Modèle	N° Equipement	Désignation nomenclature ↓	Statut équipement	Site	N° Série	Lieu	Service	Prix total TTC
☐	FRESENIUS VIAL	AGILIA SP MC	5000153317	POUSSE SERINGUES MONOVOIE	Broken-down	Clinique NEXUS/OPTIM	SP10023	Bloc CR40	CR40 : CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE	0

Recherche des équipements existants via l'outil recherche


+ Les suggestions de saisie automatique permettent une recherche d'informations plus rapide. Il optimise également le temps de saisie par l'opérateur lors de la création de nouvelles demandes d'interventions ou la création de nouvelles fiches d'équipements.

Exemple de création d'un nouvel équipement avec suggestion de saisie automatique

+ Le fil d'ariane évite l'ouverture de plusieurs fenêtres lors des recherches et saisies, et suit l'arborescence pour revenir plus aisément au menu précédent.

Fil d'ariane dans le bandeau noir

+ Il est maintenant possible de consulter la documentation associée aux fiches des équipements (images, notices techniques, etc...)



Consultation de documents associés aux équipements

## Avantages

- + Compatible avec tous les navigateurs Web modernes.
- + Pas nécessaire d'ouvrir plusieurs fenêtres en cascade.
- + La navigation avec le fil d'ariane facilite le retour en arrière.
- + Nouveau Design : Navigation entre les différents menus plus fluide et intuitive
- + Gain de temps : Suggestions de saisie automatique des champs
- + Consultation de documentations diverses.

Pour plus de détails, n'hésitez pas à visiter notre site web



Scannez ce QR Code pour regarder le webinar

