



Module SPM/View

Le meilleur moyen pour fluidifier la communication entre le bloc opératoire et la stérilisation.

Module SPM/View

C'est une application web qui est directement connectée sur la base de données du service de stérilisation.

Utilisateur : a

Accueil

Ramassage services

Vue Production

Listing compositions

Demande de modification

Maintenance des instruments

Instruments stérilisés dans les compositions

Changer votre mot de passe

Critères : OK

Recherche sur : N° fiche;N° composition;Libellé

Filter : default

Effacer filtre

Liste des compositions stérilisées jeudi 6 mai 2021

Impression Exporter vers excel

Nb de lignes :87

Libellé	N° composition	Entrée en zone sale	Sortie prévisionnelle stérilisation	Statut	Retard
APPENDICECTOMIE N°1	F1348	21/04/2021 16:28:18	22/04/2021 08:28:00	Propre : 21/04/2021 16:30:11	
BOITE CESARIENNE	F1347	21/04/2021 16:25:37	22/04/2021 08:25:00	Stérile : 21/04/2021 16:30:11	
ARTHROSCOPIE DU GENOU	F7502	21/04/2021 16:23:40	22/04/2021 08:23:00	Stérile : 21/04/2021 16:30:11	
BOITE CESARIENNE	1100443051000002	21/04/2021 16:15:58	22/04/2021 08:15:00	Propre : 21/04/2021 16:19:28	+ 72 h
ABDOMENS	1354	21/04/2021 16:15:58	22/04/2021 08:15:00	Propre : 21/04/2021 16:19:28	+ 72 h
ARTHROSCOPIE DU GENOU	1100443051000000	21/04/2021 16:15:58	22/04/2021 08:15:00	Propre : 21/04/2021 16:19:28	+ 72 h
PLATEAU DENTISTE	1100424301000000	03/03/2016 17:08:00	04/03/2016 09:08:00	Demandé : 03/03/2020 17:09:00	+ 72 h
TROCARTS BAGS NOUVEAU MODELE	1100422621000005	17/09/2015 14:55:33	17/09/2015 20:55:33	Fin prédésinfection : 17/09/2019 14:55:33	+ 72 h
TROCART BAG ANCIEN MODELE	1100422621000004	17/09/2015 14:55:33	17/09/2015 20:55:33	Fin prédésinfection : 17/09/2019 14:55:33	+ 72 h
ABDOMEN	F1353	17/09/2015 14:55:33	17/09/2015 20:55:33	Fin prédésinfection : 17/09/2019 14:55:33	+ 72 h

Fonctionnalités principales

Grâce au module SPM/View, le personnel du bloc opératoire peut par exemple:

- + Visualiser en temps réel le circuit de fabrication d'une composition,
- + Rechercher un instrument dans une composition stérilisée,
- + Visualiser les non conformités dans une boîte stérilisée,
- + Réaliser des demandes de modifications de compositions et suivre leur traitement,
- + Passer des commandes de dotations en lien avec les services de soins,
- + Visualiser le listing de toutes les compositions renseignées dans la base de données.
- + Visualiser les instruments envoyés en maintenance

The screenshot displays the 'ARTHROSCOPIE DU GENOU' interface. It features a table with columns for 'prévus', 'Saisis', 'Nom', 'Datamat rix', and 'Réf fabricant ~ N° de série'. The table lists various instruments such as 'CISEAU DROIT POINTU', 'ABAISSE LANGUE DOYEN', 'ADAPTATEUR POUR PIECE A MAIN', 'PINCE KOCHER DROIT(E) AG', 'AIGUILLE SEDAN', 'ALENE LEGER', 'ALENE REDON', 'LAME SOUPLE', and 'CURETTE N°3 17 CM'. Each row includes a status indicator (green dot) and a +/- button. On the right side, there is a sidebar with details for 'Code composition : 3319', 'Code déf. : F7502', 'Statut : Stérile', 'Nb. instruments : 18', 'Premier emballage CONTAINER', 'Familie CONTAINERS', 'Lieux de stockage ARSENAL EVEILLON', and 'Dernier statut Stérile (05/03/2019 17:34:22)'. Below this, there are sections for 'Indications d'utilisation' (Vérifier l'affûtage des ciseaux), 'Composition (5)' with a photo of instruments, and 'Instrument (2)' with two photos of scissors. At the bottom, there are navigation buttons for 'Non-conformité préc.', 'Commentaire', and 'Infos composition'.

Accès à l'affichage du listing des instruments et des photos

Détail demande de modification

Sauvegarder et fermer

Code demande: 5 Demandée par: GELY Fernand

Date demande: 03/03/2016 17:15:18 Nom composition: ARTHROSCOPIE DU GENOU

Description demande: Rajouter une pince Kocher

Statut Demande: En cours Cause de refus:

Acceptée par: GROENE Sarah Date d'acceptation: 03/03/2016 00:00:00

Formulaire de demande de modification des compositions

Utilisateur : a

Accueil Critères: OK Recherche sur: LibelléSpécialitéN° fiche Filtre: Pas de filtre Effacer filtre

Ramassage services

Vue Production

Listing compositions

Demande de modification

Maintenance des instruments

Instruments stérilisés dans les compositions

Changer votre mot de passe

Liste des compositions jusqu'au 6 mai 2021

Impression Exporter vers excel No de lignes: 25/29

N° fiche	Libellé	Lamelle
4034	01 - ANCILLAIRE STRYKER GENOU	PRETS
1772	ABAISSSE-LANGUE	SATELLITES
367	ABAISSSE-LANGUE	SERIES
442	ABCS	CONTAINERS
4042	ABDOMEN	CONTENEUR INOX
4047	ABDOMENS	Parier Emballé
4039	ABLATION BROCHE	CONTAINERS
3347	ABLATION BROCHE 362 (1141)	CONTAINERS
3346	ABLATION BROCHE 363 (1140)	CONTAINERS
3345	ABLATION BROCHE 364 (1139)	CONTAINERS
3343	ABLATION BROCHE 365 (1137)	CONTAINERS
3344	ABLATION BROCHE 366 (1138)	CONTAINERS
2964	ABLATION CLOU GAMMA	CONTAINERS
3040	ABLATION CLOU GAMMA SYSTEME 3	COMPOSITION IDENTIFIEE
927	ABLATION DE FILS	SERIES
2293	ABLATION IMPLANT (1122)	SATELLITES

Accès à l'affichage du listing des compositions

Avantages

- + Diminuer le nombre d'appels téléphoniques émis du bloc vers la stérilisation
- + Réduire le taux de boîtes ouvertes inutilement au bloc
- + Améliorer l'exhaustivité des listings des compositions
- + Anticiper les retards de livraison des compositions au bloc opératoire
- + Simplifier la gestion des commandes de dotations en provenance des services de soins
- + Différencier les instruments envoyés en maintenance
- + Partager des informations entre le bloc et la stérilisation
- + Tracer les échanges entre bloc et stérilisation

Pour plus de détails,
n'hésitez pas à visiter
notre site web



Scannez ce QR Code
pour regarder le webinar

